

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 30°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Комплект поставки:

Манжета фиксирующая*.....	1	шт.
Руководство эксплуатации.....	1	экз.
Потребительская тара	1	шт.

*Манжета поставляется в разобранном виде

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ВИТАФОН» 198097, Россия,
г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23 лит. А

Телефоны для справок:
8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)



Отсканируйте QR-код для перехода на сайт производителя
www.vitafon-market.ru

Адрес электронной почты: info@vitafon.ru


МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ
«ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «ВИТАФОН»

www.vitafon-market.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая для коленного сустава изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации на колене виброфонов аппаратов серии «Витафон». Манжета надевается непосредственно на тело или поверх одежды из тонких тканей (Рис.3).

Манжета состоит из основной части манжеты с четырьмя карманами для виброфонов, и съемного ремня, который продевается сквозь пластмассовую шлевку (Рис.1).




Рис. 1 Внешний вид манжеты

В комплект поставки входят два вида съемных ремней:

- короткий ремень (размер М) длиной 31 см, который применяется при обхвате колена от 32 см до 44 см;
- длинный ремень (размер L) длиной 41 см, который применяется при обхвате колена от 40 см до 54 см.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Измерьте обхват колена и выберите короткий (М) или длинный ремень (L).
2. Проденьте выбранный ремень через пластмассовую шлевку и зафиксируйте так, чтобы этикетка с указанием размера (М, L) была на одной

стороне с логотипом VITAFON (рис. 1).

3. Примерьте манжету и отрегулируйте длину ремня, как показано на Рис. 2. Чем больше обхват колена, тем ближе этикетка с размером должна быть расположена к пластмассовой шлевке.




Рис. 2. Примеры регулировки размера манжеты с использованием ремня размера L.

4. Приложите манжету к колену (карманы для виброфонов должны располагаться голубой тканью к телу), проденьте свободный конец ремня во вторую шлевку и отрегулируйте длину. Зафиксируйте липучкой. (Рис. 3)
5. Вложите виброфоны в карманы манжеты так, чтобы мембраны виброфонов прилегли к тонкой голубой ткани. (Рис. 3)



Рис. 3 Использование манжеты для коленного сустава

⚠ Важно: Виброфоны должны быть плотно прижаты к телу во время процедуры!